



RORACO AED · Modelle A102 & A112

Automatisierte externe Defibrillatoren – für Betriebe, Behörden & Einsatz

RORACO GmbH

Josef-Perger-Str. 2 · 3031 Pressbaum

+43 (1) 310 58 68 · office@roraco.at

www.roraco.at

Der Roraco AED – Lebensrettung, die Ihre Sprache spricht

Ein plötzlicher Herzstillstand zählt in Minuten. Der Roraco AED führt Ersthelfer sicher durch die Reanimation – mit klarer 3-Tasten-Bedienung, biphasischer Schock-Technologie und mehrsprachiger Sprachführung. Zwei Modelle, ein Gerät für nahezu jeden Einsatzbereich in Österreich.



Modell A102

BASIS · LED-ANZEIGE

Das zuverlässige Basismodell. Konzentriert auf das Wesentliche: LED-Statusanzeigen und laute, klare Sprachanweisungen führen sicher durch die Reanimation.

- **Bedienung:** 3-Tasten-Konzept (EIN/AUS · SET · Schock) – sicher auch für Laien
- **Anzeige:** LED-Statusanzeige mit klarer, lauter Sprachführung
- **Energie:** Biphasisch abgeschnitten exponentiell (BTE) · bis 200 J
- **Sequenz:** Erwachsene 150 / 150 / 200 J · Kinder 50 / 50 / 75 J
- **Ladezeit:** < 7 Sek. auf 150 J · < 10 Sek. auf 200 J
- **Selbsttest:** täglich, wöchentlich, monatlich – automatisch
- **Schutzart:** IP55 · robust nach EN 1789 (Vibration)
- **Sprachen:** bis zu 12 Sprachen wählbar (u.a. DE, EN, FR, IT)



Modell A112

PREMIUM · 3,5" LCD

Das Premium-Modell mit integriertem Farbdisplay. Zusätzlich zur Sprachführung zeigt der A112 Schritt-für-Schritt-Bilder – entscheidend in lauten Umgebungen.

- **Bedienung:** 3-Tasten-Konzept (EIN/AUS · SET · Schock) – klar geführt
- **Anzeige:** 3,5" Farb-LCD (320 × 240 Pixel) mit Schritt-für-Schritt-Bildern
- **Vorteil:** Visualisierung ideal in lauten Umgebungen (Industrie, Baustelle)
- **Energie:** Biphasisch abgeschnitten exponentiell (BTE) · bis 200 J
- **Sequenz:** Erwachsene 150 / 150 / 200 J · Kinder 50 / 50 / 75 J
- **Ladezeit:** < 7 Sek. auf 150 J · < 10 Sek. auf 200 J
- **Selbsttest:** täglich, wöchentlich, monatlich – automatisch
- **Sprachen:** bis zu 12 Sprachen · Farbdisplay in mehreren Layouts

Gemeinsame Vorteile beider Modelle: Biphasische Schockabgabe bis 200 J · automatischer Selbsttest · Einsatz für Erwachsene und Kinder · IP55 · Betriebstemperatur 0 – 50 °C · CE-zertifiziert (1639) · bis zu 12 Sprachen wählbar · 1.500 EKG-Ereignisse speicherbar · 3 Jahre Garantie.

8 J.

Batterie-Reserve (2 × 4 J. Standby)

2 J.

Elektroden-Haltbarkeit

3 J.

Garantie ab Lieferung

12

Sprachen wählbar



Zubehör & Verbrauchsmaterial

Batterien · Elektroden · Trainer · Wandkästen – klar strukturiert

RORACO GmbH

Josef-Perger-Str. 2 · 3031 Pressbaum

+43 (1) 310 58 68 · office@roraco.at

www.roraco.at

Was Sie zum Gerät bestellen können – und was nachbestellt werden muss

Der Roraco AED ist wartungsarm konzipiert. Batterien und Elektroden haben klar definierte Haltbarkeitszeiten – so wissen Sie genau, wann etwas nachbestellt werden muss.

Verbrauchsmaterial & Zubehör

Artikel	Beschreibung	Haltbarkeit
Batterie	12 V DC · 3,0 Ah · Lithium-Mangandioxid (LiMnO ₂), nicht wiederaufladbar	4 Jahre Standby
Lieferumfang Batterien	2 Batterien serienmäßig pro Gerät – bis zu 8 Jahre Einsatzbereitschaft ohne Wechsel	8 Jahre gesamt
Elektroden Erwachsene	Einweg-Pads (Fiab, Italien) · für Patienten ab 8 Jahren / > 25 kg	2 Jahre Haltbarkeit
Elektroden Kinder	Einweg-Pads (Fiab, Italien) · für Kinder < 8 Jahren / < 25 kg	2 Jahre Haltbarkeit
Tragetasche	EVA-Hartschale, rot, mit AED-Kennzeichnung – für beide Modelle	–
AED-Wandkasten	Weiß, mit Alarm und Signalleuchte – für die Wandmontage	–
Trainer A102T	Trainer für Modell A102 · 2 Tasten · Kursbetrieb, keine Schockabgabe	Mehrfach nutzbar
Trainer A112T	Trainer für Modell A112 · 2 Tasten · mit LCD · Kursbetrieb, keine Schockabgabe	Mehrfach nutzbar
Trainings-Pads	Wiederverwendbare Übungs-Elektroden für Trainer	–

Trainer A102T & A112T – für Kurse und Betriebsschulungen

Die Trainerversionen sind optisch und in der Bedienung identisch mit dem jeweiligen Live-Gerät – geben aber keinen echten Schock ab. Ideal für Erste-Hilfe-Kurse, betriebliche Auffrischungen und die Schulung von Ersthelfern.

A102T – Basis-Trainer

- 2-Tasten-Bedienung, sonst Aufbau wie A102
- Sprachführung Erwachsene & Kinder
- Inkl. wiederverwendbarer Trainings-Pads

A112T – Premium-Trainer

- 2-Tasten-Bedienung mit 3,5" LCD-Display
- Bildhafte Anleitung wie am Live-Gerät
- Ideal für realitätsnahe Simulationen

Wartung leicht gemacht: RORACO übernimmt auf Wunsch das komplette Wartungs- und Nachbestellungs-Management. Sie erhalten rechtzeitig Erinnerungen vor Ablauf von Batterie- und Elektrodenhaltbarkeit – Ihr AED bleibt dauerhaft einsatzbereit.